



## **Silberreiniger X-111**

- KONZENTRAT -

### **Produktinformation:**

Hochaktives physiologisch unbedenkliches Reinigungsmittel für die Silber- Besteckreinigung. Silbertauchbad basiert auf biologisch abbaubaren, nichtionischen Tensiden, antimikrobiell wirksamen organischen Säuren, reinigungsverstärkenden anorganischen Säuren und physiologisch unbedenklichen Korrosionsinhibitoren.

Die sauren Inhaltsstoffe werden durch die Härtebildner des Trinkwassers zu ungiftigen Salzen neutralisiert, die in Abwassersysteme eingeleitet werden können und den Betrieb einer biologisch arbeitenden Kläranlage nicht stören.

Inhaltsstoffe: kationische und nichtionogene Tenside, Zitronensäure, Duft- und Hilfsstoffe.

**PH- Wert: 1**

### **Anwendung:**

Wird je nach Grad der Verschmutzung 1 : 1 bis 1 : 10 verdünnt angewendet. Am effektivsten als Tauchbad. Silberbesteck kurz einwirken lassen, anschließend mit Frischwasser abspülen.

**Bestell-Hotline: +49 (0)30/ 33 77 50**

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unser Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schäden keine Haftung übernehmen.